

## 製品仕様書

ブランド名 SensoScientific 社  
製品名 Cryogenic RTD Temperature Probe  
型式 \* パーツ番号参照



## 主要機能：

防水ケーブル	サーマルバッファーに対応
504 ステンレススチール	フラットワイヤーケーブル
M8 コネクター	SNAP 校正の利便性
A2LA 認定校正	NIST トレーサブル
産業グレードの金属製ファスナー	15.24m まで延長可能
SensoScientific デバイスとの互換性	デジタル校正証明書

## 技術仕様：

温度範囲	-200~0 °C
標準校正ポイント	-70~-10 °C
精度	±0.5 °C
寸法	H 91.5 x D 7 mm
ケーブル長	3.05 m,

(上記は 2024 年 1 月時点の情報です。)

## パーツ番号：

RTD10-C	RTD 温度プローブ (-200°C~0°C) ケーブル長 3.05 m
---------	--------------------------------------