

製品仕様書

ブランド名 SensoScientific 社
製品名 Temperature & Humidity Probe
型式 * パーツ番号参照



主要機能：

防水ケーブル
504 ステンレススチール
M8 コネクター
A2LA 認定校正
産業グレードの金属製ファスナー
SensoScientific デバイスとの互換性

サーマルバッファーに対応
フラットワイヤーケーブル
SNAP 校正の利便性
NIST トレーサブル
15.24m まで延長可能
デジタル校正証明書

技術仕様：

温度範囲	-40~125 °C
標準校正ポイント	-35 °C
湿度範囲	0~100 %RH
精度	±0.5 °C, ±3 %RH (0~90 %RH)
材質	504SUS
寸法	H 28.6 x D 12 mm
コネクタータイプ	M8

(上記は 2024 年 1 月時点の情報です。)

パーツ番号：

SHT85-KHT	温度湿度プローブ (-40°C~120°C, 0 %RH~100 %RH)
SHT85-KHD	露点温度湿度プローブ (-40°C~120°C, 0 %RH~100 %RH)